

KULLANMA TALİMATI

Katalog No: C10915
Bileşenleri: Paslanmaz çelik malzeme.
Paketleme: 50 adet.

PROMATRIX OTO – MATRIX BANDI OTOMATİK SİSTEM

1- Açıklama

Posterior dişler için kullanılan çevresel bir matris sistemidir. 2 farklı bant kalınlığı ve 2 farklı uzunlukta üretilmiştir.
0.038 mm – 6.3 mm yükseklik (highness)
0.038 mm – 5 mm yükseklik (highness)

2- Kullanım alanı / Endikasyonlar

Geleneksel matris tutucu kullanımına gerek olmadığı için, aynı kadranda, aynı anda birden fazla restorasyon tamamlanabilir. Uygun prokismal kontaklar daha kolay oluşturulur.
Restoratif materyal ve kama uygulamasını için yeterli alan sağlar.
Lastik örtü ya da diğ er izolasyon teknikleri ile birlikte kullanılabilir.

3- Kontraendikasyonlar

İçeriğindeki maddelere aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanmayınız.

4- Uyarı:

Yutulmamasına dikkat edilmelidir.

 **PROMIDA DIŞ MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.**

75. YIL MAH. KÜÇÜK ORGANİZE SANAYİ 3. CADDE 6A ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

info@promida.com.tr www.promida.com.tr

5- Saklama koşulları

Oda sıcaklığında saklayınız. Nem ve aşırı sıcak ve soğuktan koruyunuz.

NOT:

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılmak üzere üretilmiştir. Profesyonel diş hekimleri dışında kullanılması uygun değildir. Ürünlerin kullanılması bizim dışımızda kullanıcı kontrolünde olduğu için uygulamalardan tamamen kullanıcı sorumludur. Kullanım kılavuzunda verilen bilgiler ve uyarılar doğrultusunda kullanılmasını öneririz.

**** Bertaraf:** Ürünlere biyolojik tehlikelerine göre işlem yapılmalı ve ülkenin yasal düzenlemeleri ile hastane politikalarına uygun olarak bertaraf edilmelidir.